

B Medical Systems S.r.l. ha sede in Lussemburgo. Leader nel settore delle apparecchiature mediche. Fornitore dell'Organizzazione Mondiale della Sanità. Fornisce soluzioni per lo stoccaggio e il trasporto di

vaccini e plasma in tutto il mondo. Prima con il marchio Electrolux, poi Dometic, come divisione medicale, oggi con la nuove veste **B-medical system**.

PRECISION LINE 51 – 131 – 291 – 381 lt.

PREMIUM LINE 401 – 501 – 701 – 901lt.

L Frigoriferi per laboratorio - Temperatura regolabile +4°C / +15°C - Preimpostata +5°C




P Frigoriferi per farmaci - Temperatura regolabile +4°C / +15°C - Preimpostata +5°C



F Congelatori per laboratorio - Temperatura regolabile -20°C / -32°C - Preimpostata -32°C



B Frigo Emoteche - Temperatura Preimpostata +4°C



A seconda dei modelli, gli strumenti sono certificati in accordo alle seguenti normative:
DIN 58345 - DIN 58371 - DIN 58375 - Direttiva macchine 93/42/CEE - ADR/RID/IMDG/ICAO-TI-IATA-DGR

PRECISION LINE 51 – 131 – 291 – 381 lt.

PREMIUM LINE 401 – 501 – 701 – 901lt.

F Congelatori per plasma - Temperatura Preimpostata -32°C



U Ultra Congelatori - Temp. reg. -20°C / -86°C
Temperatura preimpostata -41°C



CSF Congelatori rapidi per plasma
Temperatura -45°C



MT Contenitori da trasporto



PA Agitatori piastrinici

