



Setacci in
acciaio
inox

seneco
SCIENCE

Seneco Srl
Via Prestinari 4
20158 Milano
info@seneco.it
www.seneco.it
Tel. 02.39313031
Fax 02.39313044



20
Filtra

Setacci rete nylon

Il bossolo è costruito in acciaio inox AISI 304 e la rete in nylon.

Il marchio di identificazione obbligatoria è etichettato su ogni setaccio a laser.

Ogni setaccio, prima della spedizione, è otticamente misurato e viene rilasciato un certificato di conformità e i suggerimenti di manutenzione.

Ogni setaccio include una guarnizione di gomma.

Diverse decine di misure di maglia disponibili: da 0,001mm a 4mm.

Diametri e misure:

75 mm X 32 mm

100 mm X 25 mm

125 mm X 23 mm

150 mm X 32 mm

200 mm X 50 mm o X 25 mm

203 mm X 50 mm o X 25 mm

250 mm X 70 mm

300 mm X 80 mm

305 mm X 50 mm

400 mm X 100 mm

450 mm X 100 mm

500 mm X 100 mm

600 mm X 110 mm

• Setacci in acciaio inox AISI 304 con rete in nylon

- Setacci inox con rete nylon - diam. 200 mm, alt. 50 mm
- Setacci inox con rete nylon - diam. 200 mm, alt. 25 mm
- Setacci inox con rete nylon - diam. 203 mm, alt. 50 mm
- Setacci inox con rete nylon - diam. 203 mm, alt. 25 mm
- Setacci inox con rete nylon - diam. 60 mm, alt. 20 mm
- Setacci inox con rete nylon - diam. 75 mm, alt. 32 mm
- Setacci inox con rete nylon - diam. 100 mm, alt. 25 mm
- Setacci inox con rete nylon - diam. 125 mm, alt. 23 mm
- Setacci inox con rete nylon - diam. 150 mm, alt. 32 mm
- Setacci inox con rete nylon - diam. 250 mm, alt. 70 mm
- Setacci inox con rete nylon - diam. 300 mm, alt. 80 mm
- Setacci inox con rete nylon - diam. 305 mm, alt. 50 mm
- Setacci inox con rete nylon - diam. 400 mm, alt. 100 mm
- Setacci inox con rete nylon - diam. 450 mm, alt. 100 mm
- Setacci inox con rete nylon - diam. 500 mm, alt. 100 mm
- Setacci inox con rete nylon - diam. 600 mm, alt. 110 mm