

SETACCI FILTRA

Setacci Filtra per test di laboratorio, con maglia metallica o con piastra perforata (quadrata, rotonda o ovale), secondo le norme nazionali ed internazionali standard: UNE, ISO, ASTM, AFNOR, BS, etc.



Setacci inox con rete metallica in acciaio.



Setacci con piastra in acciaio inox forata (quadrato)



Setacci con piastra in acciaio inox forata (rotondo)



Setacci con piastra in acciaio inox forata (ovale)

⇒ I setacci Filtra possono essere montati uno con l'altro oppure anche con setacci di altri produttori.

⇒ Telaio in due pezzi per una facile sostituzione della maglia metallica o della piastra perforata una volta che questi non sono più utilizzabili.


⇒ Le informazioni sul setaccio (numero di serie, diametro, apertura, standard, etc.) sono incisi a laser sul telaio.



⇒ I setacci vengono forniti con una guarnizione in gomma.

⇒ I setacci sono certificati secondo la norma EN 10204 (2.1.)

⇒ I setacci sono realizzati in base a un sistema di gestione per la qualità che ha soddisfatto la norma UNE-EN ISO 9001:2008, che garantisce una perfetta tracciabilità e un controllo sotto ogni unità prodotta.



D: Diametro interno

Hu: Altezza utile

Ht: Altezza totale

P: Peso teorico (a seconda del tipo di maglia o di piastra)

V: Volume raccomandato

D (mm)	60	75	100	100A	125	150	150A	200	200B	203	203B	250	300	305	315	400	450	500	600
Hu (mm)	15	27	22	52	22	32	50	50	25	50	25	70	80	50	80	100	100	100	110
Ht (mm)	25	40	35	60	34	43	60	70	50	70	50	90	95	70	95	115	115	115	125
P (g)	50	85	100	150	165	200	250	500	450	500	500	900	1250	1250	1300	2000	2200	3000	3600
V (cm ³)	5	25	50	75	85	100	120	140	70	140	70	280	560	560	560	650	750	850	1000