

EBA 21



Massime prestazioni nella centrifugazione di microvolumi con possibilità di utilizzo per lavori di routine di laboratorio.

La EBA 21 è potente e versatile ma non solo per la centrifugazione di microvolumi. Equipaggiata con un motore a induzione magnetica questa centrifuga sviluppa una forza centrifuga relativa di 25.718 RCF ad una velocità di 18.000 giri min⁻¹ max. Con la sua ampia gamma di rotori, la EBA 21 soddisfa tutti i requisiti richiesti a una centrifuga da laboratorio piccola, ma altamente performante.



TECNOLOGIA

Piccola centrifuga, senza rotore		
Alimentazione	220–240 V 1 ~	110–127 V 1 ~
Frequenza	50–60 Hz	
Consumo	500 VA	550 VA
Normative	EN / IEC 61326-1, classe B	FCC classe B
Capacità max.	6x50 ml	
RPM velocità max.	18.000 min ⁻¹	
RCF max.	25.718	
Tempo di centrifugazione	1 s – 99 min: 59 s, ∞ ciclo continuo, ciclo breve (tasto impulse)	
Dimensioni (AxLxP)	247 x 275 x 330 mm	
Peso	circa 11 kg	

PERFORMANCE

- Alto RCF
- fino a 3,904 con provette di 50ml
- fino a 25,718 con provette microlitri
- Cortissimi tempi di accelerazione e decelerazione
- vasta gamma di accessori
- Rotori angolari ed oscillanti
- adattatori per molte provette da centrifuga

TECNOLOGIA

- Manopola per facilitare la chiusura e l'apertura del coperchio
- Display e controlli disposti ergonomicamente
- Finestra di ispezione
- fino a 3 programmi di lavoro memorizzabili

SICUREZZA

- Struttura e coperchio in metallo
- Camera di centrifugazione in acciaio inox
- Bloccaggio del coperchio
- Coperchio antigocciolamento
- In emergenza, sblocco del coperchio
- Sensore di sbilanciamento
- Riconoscimento del rotore automatico



Display digitale AND Pannello di controllo KEYPAD

- ← MENU.
- ▲ Incremento valori
- ▼ Decremento valori
- IMPULS Tasto centrifugazione veloce
- START Partenza
- STOP Stop manuale
- PROG Programmazione
- RCF Valori di RCF e raggio

Parametri

PROG 3 programmi memorizzabili

>RCF< Forza centrifuga relativa

RPM Indicatore di velocità

t/min:s Timer
(max. 99 min : 59 sec).

- 9 livelli di accelerazione
- 9 livelli di frenata
- Leds:
- sbilanciamento
- rotore in movimento
- apertura del coperchio